

УХОД ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- ПЕРЕД УХОДОМ ЗА ИЗДЕЛИЕМ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ДАЙТЕ ПРИБОРУ ОСТЫТЬ.
- ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ПРОТРИТЕ МАССАЖЕР МЯГКОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНЬЮ. КОРПУС ПРИБОРА НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ. ЕГО НЕЛЬЗЯ МЫТЬ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
- ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРИБОР. НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЮЩИМИ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, А ТАКЖЕ
- АГРЕССИВНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Массажер - 1шт.
2. Сетевой шнур - 1 шт.
3. Шнур питания от «прикуривателя» автомобиля - 1 шт.
4. Инструкция - 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 12 В
Мощность: 18 Вт
Вес: 1.9кг



Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела «Технологии Здоровья»



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

www.tz66.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69
Тел. +7 (343) 374-18-00

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку массажера KR-E004 (BM-NT058). Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Вибромассажные механизмы.
2. Разъём для подключения питания.
3. Сетевой шнур.
4. Шнур питания от «прикуривателя» автомобиля.
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка включения/выключения функции реверса
7. Кнопка включения/выключения инфракрасного прогрева



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Разместите массажную накидку на плечах технических стандартов параметров питающих сетей
 2. Вставьте штекер сетевого шнура(3) в разъём для подключения питания(2) и подключите к сети. При использовании в автомобиле используйте шнур питания от «прикуривателя»(4).
 3. Нажмите кнопку (7), чтобы начать прогрев.
 4. Нажмите кнопку (5), чтобы начать массаж
 5. Нажмите кнопку (6) чтобы изменить направление движения.
 6. После проведения сеанса массажа, пожалуйста, отключите прибор от питания во избежание короткого замыкания.
- Вы можете прервать выполнение массажа в любой момент, нажав кнопку



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30 МИНУТ.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАССАЖНУЮ НАКИДКУ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ, А ТАКЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ.

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ МАССАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СНОМ. МАССАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛЁГКОЕ ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, ЧТО МОЖЕТ НАРУШИТЬ СОН.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажер при плохом самочувствии.
2. Запрещается использовать массажер при повышенной потливости.
3. Не используйте массажер во время сна. Не засыпайте во время эксплуатации массажера.
4. Не рекомендуется использовать массажер беременным женщинам; людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким/низким давлением, сердечной или почечной недостаточностью; людям с кардиостимулятором или электронными имплантатами; детям.
5. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, **пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.**

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C, а также при повышенной влажности воздуха. Не используйте накидку на улице, она предназначена только для использования в помещении или автомобиле.
2. Храните массажер вдали от воды, не допускайте попадание на неё воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. В случае непреднамеренного попадания воды на массажную накидку немедленно выключите её и отключите от сети питания.
3. Беречь от огня.
4. Не разбирайте прибор самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
5. Никогда не пользуйтесь массажером в постели.
6. Не допускайте контакта с острыми предметами. Не ставьте на неё тяжёлые предметы. Нельзя вставать на неё ногами. Не деформируйте массажер.
7. Не используйте массажер в помещениях, где распылены аэрозоли.
8. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
9. Храните массажер в коробке, в сухом месте, недоступном для детей.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. При обнаружении дефектов, возникших по вине производителя, в течение гарантийного срока прибор подлежит гарантийному ремонту (срок которого не может превышать 45 рабочих дней). Однако компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.

2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.

3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.

4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Массажер
Модель	KR-E004 (BM-HT058)
Дата продажи	« ___ » _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя